



LISTADO DE REVISIONES PRE CEC

DATOS DEL PACIENTE:

- Historia clínica
- Procedimiento

ESTERILIZACIÓN

- Integridad de los envoltorios
- Fecha de caducidad

ELECTRICIDAD

- Alarmas eléctricas de quirófano operativas
- Conectores de enchufes revisados
- Encendido y apagado
- Nivel de baterías

BOMBA

- Oclusión, dirección y calibración de Flujo y revoluciones

INTERCAMBIADOR DE AGUA

- Encendido y apagado
- Flujo de agua
- Tra. del agua. Límites ____ ____
- Fuente de agua conectada y funcional

LINEAS Y VAPORIZADORES DE GASES

- Líneas conectadas
- Medidor de flujo
- Mezclador de gases

LINEAS DE TUBOS

- Conectadas con seguridad
- No acodaduras
- Líneas unidireccionales en dirección correcta
- Ajustado de todas las conexiones

CARDIOPLEJIA

- Revisión de la composición y fecha de caducidad

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Sensor de nivel
- Alarmas de presión
- Reservorio de cardiотомia vent.
- Detector de aire conectado
- Límites de alarmas conectados

MONITORIZACION

- Termómetros colocación y alarmas
- Analizadores de gases calibrados

DESBURBUJADOS

- Tubos
- Oxigenador
- Cardioplegia
- Filtro arterial

ANTICOAGULACION

- Tiempo y dosis
- TAC respuesta de heparina

COMPLEMENTOS

- Clanes de tubos
- Drogas necesaria etiquetadas
- Soluciones disponibles
- Sangre disponible
- Jeringas laboratorio disponibles
- Duplicado de todo el circuito disponible

Preparado para comenzar CEC Hora: _____

Firmado: _____

Se diseña este listado de revisiones como sugerencias mínimas PRE-CEC en la práctica de Pefusión clínica. Cada institución debe adaptarla a sus propios requisitos